

新感覚の 快適サポーター

MEDICA GX

Supervision by pain medicine specialist master
MEDICA GUARD-Xtype.

メディカ・ガードXタイプ

新素材：旭化成せんい®のソフレッチ®を採用
この素材は染色段階で抗菌防臭加工を施して
いる為、菌の増殖を抑制し、汗や汚れから発生
する臭いに対して優れた抗菌防臭効果を発揮
します。SEK認証素材。



承認番号 E50B049 E50B050

●疼痛医学専門医師：山下弘道／山下医院 院長
大阪医科大学付属病院一般消化器外科、同放射線科、その他
関連病院を経て、現在山下医院院長。薬や注射をなるべく使
わない自然医療を心がけ30年の実績。

疼痛医学専門医師による監修

メディカGX

腰・膝用サポーター

- 吸汗・速乾、抗菌・防臭加工の新素材ソフレッチ®採用（SEKマーク認証）。
- 通気性の良いメッシュパイル生地採用。
- Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護。
- 独自カッティング・デザインによる快適な装着感を実現。
- 遠赤外線繊維ロンウェーブ®採用（膝用）。
- 腰用サイズ／S・M・L ●膝用サイズ／左M・左L・右M・右L

Made in Japan


※ソフレッチ®は旭化成せんい®、ロンウェーブ®は朝クラレのそれぞれ登録商標です。



新感覚の快適サポーター メディカGX


腰・膝用サポーター

腰用 S M L サイズ



人は、仙腸関節が支点、尾骨がバランサーとなつて、直立歩行ができます。メディカGX腰用は、Wストレッチベルトの背骨側の縫製位置を大きく上下に広げ、腰部全体(仙腸関節から尾骨)を保護しながら快適に活動ができるように人間工学及び先端医療技術と経験の中から開発されました。腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感と腰部にあたる部分に吸汗・速乾・抗菌・防臭加工繊維の新素材／旭化成せんい綿の「ソフレッチ®」(SEKマーク認証)を採用し爽快な使い心地を実現。

- 吸汗・速乾・抗菌・防臭加工の新素材採用(SEKマーク認証)。
- 通気性の良いメッシュパイル生地採用。
- Wストレッチベルトの包囲面積を広げソフトに保護。
- 腰部から腹部への切り込みを上げ快適な装着感を実現。




※ソフレッチ®は旭化成せんい綿、マジックテープ® ローンウェーブ® は関クワレのそれぞれ登録商標です。

■腰用(1カートン／20個入り)

品番	サイズ	適応サイズ(cm)	JANコード
MGX-05	S	約65～80	4903599150605
MGX-06	M	約75～90	4903599150612
MGX-07	L	約90～115	4903599150629

膝用 M L サイズ(左・右)




膝は十字靱帯が支点となり、膝の内外にそれぞれ一つずつある、側副靱帯と半月板の働きで曲げ伸ばしが可能になります。メディカGX膝用は、その全てを保護します。人間工学及び先端医療技術と経験の中から開発されました。膝裏及び肌に接する面には吸汗・速乾・抗菌・防臭加工繊維の新素材／旭化成せんい綿の「ソフレッチ®」(SEKマーク認証)を採用。屈伸時に違和感が少ない独自のカットング、膝正面と側面からは特殊素材：ロンウェーブ®を採用し遠赤外線で温め、膝裏からは熱を放出するという新しいW効果を実現しました。

- 吸汗・速乾・抗菌・防臭加工の新素材採用(SEKマーク認証)。
- 遠赤外線繊維ロンウェーブ®採用。
- 通気性の良いメッシュパイル生地採用。
- 膝裏生地の切り込みを加え快適な装着感を実現。



※写真は左膝用です。



■膝用(1カートン／20個入り)

品番	サイズ	適応サイズ(cm)	JANコード
MGX-10RM	右・M	約28～37	4903599150636
MGX-10RL	右・L	約36～47	4903599150643
MGX-10LM	左・M	約28～37	4903599150650
MGX-10LL	左・L	約36～47	4903599150667

※膝上での計測